

Foetales Kälberserum

S-10-M **100 ml***

S-10-L **500 ml***

Das Ausgangsmaterial wird in ausgewählten Schlachthöfen durch hierfür ausgebildetes Personal gewonnen. Wir arbeiten ausschließlich mittels Herzpunktion. Nach der Entnahme kühlen wir das Blut sofort und separieren das Serum in Kühlzentrifugen von den Blutzellen. Das Rohserum wird gepoolt und tiefgefroren bis zur weiteren Verarbeitung gelagert.

Selbstverständlich ist das FKS auch **hitzeinaktiviert** lieferbar.

Die Haltbarkeit ist 30 Monate ab Herstellung.

Quelle:	Schlachthof
Sammelmethode:	Herzpunktion
Porengröße des Endfilters:	0,1 µm
Bakterien und Pilze:	negativ
Mycoplasmen:	negativ
Adventive Viren- BVD:	negativ
- IBR:	negativ
- PI ₃ :	negativ
Endotoxin:	<i>wie angegeben</i>
pH-Wert:	<i>wie angegeben</i>
Osmolalität:	<i>wie angegeben</i>
Hämoglobin:	<i>wie angegeben</i>
Proteingehalt:	<i>wie angegeben</i>
Albumin:	<i>wie angegeben</i>
γ-Globulin:	<i>wie angegeben</i>
Zellwachstum:	<i>wie angegeben</i>