

FKS steroidhormonfrei

S-15-M 100 ml*

wird aus FKS, welches unsere Qualitätskontrolle durchlaufen hat, mittels dextranbeschichteter Holzkohle bei 4°C hergestellt. Nach abgeschlossener Behandlung wird das Serum mit einer Porengröße von 0,1 µm gefiltert. Die Chargen für dieses Produkt haben eine Größe von etwa 5 Litern. Die Haltbarkeit ist 24 Monate nach Herstellung.

Quelle:	Schlachthof
Sammelmethode:	Herzpunktion
Porengröße des Endfilters:	0,1 µm
Bakterien und Pilze:	negativ
Mycoplasmen:	negativ
Endotoxin:	< 1 ng/ml
Hämoglobin:	< 20 mg/dl
Östradiol:	< 0,1 pg/ml
Progesteron:	< 0,01ng/ml
Testosteron:	< 0,01 ng/ml

Dies sind exemplarische Werte für den Steroidhormongehalt.