

Donor-Pferdeserum

S-32-M **100 ml***
S-32-L **500 ml***

wird von Pferden aus einer stehenden Herde mittels Venenpunktion gewonnen. Die weitere Verarbeitung und die Qualitätskontrolle sind gleich denen bei S-30, Pferdeserum.

Auf Grund der rigideren Gewinnung hat das Serum jedoch deutlich niedrigere Verunreinigungen an Hämoglobin und Endotoxin.

Quelle:	stehende Herde
Porengröße des Endfilters:	0,2 µm
Bakterien und Pilze:	negativ
Mycoplasmen:	negativ
Adventive Viren- EIA:	negativ
Endotoxin:	< 1 ng/ml
pH-Wert:	7,0 - 7,4
Osmolalität:	280 - 340 mOsmol/kg
Hämoglobin:	< 10mg/dl
Gesamtproteingehalt:	7,0- 8,5 g/dl